

Elterninformation

17. April 2021

Wichtige Information zu den Selbsttests in den Schulen ab 19.04.21

Wir möchten alle Eltern informieren, dass es sich bei den derzeit an die Schulen gelieferten Selbsttests um den „**CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test**“ der Firma Siemens handelt.

Die restlichen zur Verfügung stehenden Tests der Firma Roche, die bisher verwendet wurden, sollen vorzugsweise für die jüngeren Schüler*innen (SuS) verwendet werden.

Die Durchführung der Tests unterscheidet sich an einigen Punkten, worüber wir euch aufklären möchten.

- Die Teströhrchen sind nicht vorab mit der Lösung befüllt, sondern müssen mit ca. 10 Tropfen aus den beiliegenden Flaschen gefüllt werden.
- Für je 10 Tests steht nur eine Flasche mit Flüssigkeit zur Verfügung. Somit muss bei der Weitergabe der Flaschen an den nächsten SuS auf die Hygiene geachtet werden.
- Das Wattestäbchen werden zudem nicht nur in der Flüssigkeit gedreht, sondern auch für 1 Minute darin belassen. Es ist also ein weiterer Timer notwendig, um diese Zeit einzuhalten.
- Der Vorgang muss unmittelbar aufeinander erfolgen und die Zeiten eingehalten werden, da die Flüssigkeit flüchtig ist (verdunstet).
- Der weitere Vorgang gleicht dem bisherigen Prozedere
 - Das Wattestäbchen wird nach Ablauf der Zeit im Teströhrchen zusammengedrückt und entnommen.
 - Nach dem Schließen des Röhrchens mit dem Deckel sollen 4 Tropfen auf das Testgerät aufgebracht werden
 - Anschließend bedarf es eines weiteren Timer von 15 Minuten
 - Dann kann das Testergebnis abgelesen werden.

Links zu weiteren Informationen:

- Homepage zum verwendeten Testkit des Herstellers [Link](#)
- Häufig gestellte Fragen zum Siemens Test (Seite des Landes SH) [Link](#)
- Homepage des MBWK mit weiteren Informationen [Link](#)

Für den LEB GemS SH



Thorsten Muschinski

- Vorsitzender im Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen Schleswig-Holstein
- Vorsitzender im Kreiselternbeirat der Gemeinschaftsschulen Kreis Pinneberg
- Mitglied im Bundeselternrat

Zusammengestellt nach den
uns vorliegenden Informationen

Vorsitzender

Thorsten Muschinski
Ansgarstr. 79a 25336 Elmshorn
0 41 21 / 276 35 73
01 79 / 56 58 135
t.muschinski@leb-gems-sh.de

Stellv. Vorsitzende

Conny Denkert
Kelters Drift 4 25746 Heide
01 62 / 32 47 450
c.denkert@leb-gems-sh.de

www.leb-gems-sh.de